

# Crutch, Cane & Aids For Daily Living



# お客様へ

今年の夏はあまりの暑さにこのまま秋が来ないのではないかと

本気で思ってしまうような毎日でした。

通勤はラフなスタイルになり、足はスニーカーかサンダル。

食べ物は冷たいものばかり。

それでも季節は廻ってくれました。

涼しい風を得て切り替えができない頭を切り替え、

長袖シャツ・ジャケットを着てやっと地に足が付いた感じがしました。

人間に適する温度って大事ですね。

皆様の御健康を祈っております。

2025年10月

プロト・ワン有限会社

代表取締役 築山由起子

# INDEX

	杖			日々のサポートとリハビリの製品	
商品番号	商品名	ージ	商品番号	商品名	ページ
	美しくて機能的なドイツのクラッチ		2-30	靴下エイド	10
14-1~22	エルゴグリフクラッチ・オープンカフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	2-33	着衣エイド(万能タイプ)	
14-11~22	エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5	3-41-1	エコノミーリーチャー	
14-23	折りたたみトラベルクラッチ	6	3-41-2	エコノミーロングリーチャー	
			9-1	ケア・スライドシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	手が自由に使えるクラッチ		16-2	ベルト付つり包帯	
25-1	アイウォーク・フリー(ニークラッチ iWaLK3.0)·····	7	15-2	セラバテ	
	アメリカの画期的な松葉杖			消臭·抗菌生地製品	
17-1~10	折りたたみ松葉杖 ミレニアル・プロ	8	9–2	消臭ランドリーバッグ	12
	杖・クラッチを彩る小物			空気を守る電動噴霧器 フォグマスタ	
27-1~2	エセニウムの先ゴム	9	FM7401	マイクロ・ジェット 7401	13
19-1	トルネードチップ		FM6208	トライ・ジェット 6208	13
3-4	ストラップ(クラッチ用ベルト)		FM7505	ベクトラ・ジェット7505	14
9-7	ソフトグリップカバー		TT-701-2	ターンテーブル	13
9-9-1	アームカフカバー 長方形		FMJR	フォグマスタ・ジュニア	14
9-9-2	アートカフカバー 三角形				

# クラッチについて

ひじまで支えるクラッチはヨーロッパをはじめとして 世界中で歩行を補助する杖として広まっている、頼れる杖です。



- ①ひじ下と手、2点で力を分散して持つことができるので、 手元だけに負担がかからない。
- ②ひじ下まで支えることによって体を自然に起こしやすい。

# つまり、歩行の補助をしながら、 正しい姿勢を保ちやすくする杖なのです。

2本で使うと完璧ですが、もちろん、1本でもメリットは大。 クラッチは前かがみにしにくいので背筋を伸ばし、良い姿勢を心がけて歩いてください。

脚のふくらはぎは第2の心臓と言われています。歩くことで脚が心臓のように血液の循環を促します。クラッチは更にその手助けをします。

\*12ページ "消臭ランドリーバッグ" のJANコード。

Sサイズ	(28cm×26cm)	
9-2-6	グリーン	4582183390810
9-2-7	チョコレート	4582183390827
9-2-8	オレンジ	4582183390834
9-2-10	ブラック	4582183390858
9-2-16	ライトブルー	4582183394252
9-2-17	マゼンタピンク	4582183394269
NA++ / 7*	(43cm×35cm)	
Mリイス	(4301118350111)	
9-2-1	グリーン	4582183390766

9-2-1 グリーン 4582183390766 9-2-2 チョコレート 4582183390773 9-2-3 オレンジ 4582183390780 9-2-9 ブラック 4582183390841 9-2-14 ライトブルー 4582183394238 9-2-15 マゼンタビンク 4582183394245

#### MLサイズ(51cm×38cm)

9-2-11 チョコレート 4582183391916 9-2-12 オレンジ 4582183391923 9-2-13 グリーン 4582183391909

#### Lサイズ(63cm×55cm)

9-2-4 グリーン 4582183390797 9-2-5 チョコレート 4582183390803



# 一般的にロフストランドクラッチと言われているクラッチ杖には2種類あります。

グリップを握った時、肘支え(カフ)の前が全開しているのが**オープンカフ**。

前に2cm程度隙間があり、ぐるっと腕を囲むかたちになっているのがクローズドカフです。

クローズドカフは上下に腕を動かすことができる



構造になっています。

サイズはトール・レギュラー・プチの3種類。 色はトールとレギュラーは8色。 プチはブラックベリー・ターコイズ・ ブラック・ピンクの4色。



ブリリアントブルー


ブラックカフ・ブラックベリー

ブリリアントターコイズ



ヨーロッパでクラッチと言えばオープンカフ。 肘までの長さ調節がない、 シンプルなものが使われています。 ちょっと足をくじいた時や、筋力が衰えて不安に なった場合は1本使いで。 2本で使うと松葉杖と同じ役目をし、 かさばらず、左右のバランスを保つ 事ができます。







プチサイズ



価格:1本	•••••						·····¥8,5	00(非課税)
14-1-1	ブラックベリー		458218	3391282	トールサイズ			
14-1-3	ブラックベリー		458218	3393781	レギュラーサイン	ズ		
14-1-2	ブラックベリー		458218	3391329	プチサイズ			
14-6-1	ターコイズ		458218	3391787	トールサイズ			
14-6-3	ターコイズ		458218	3393798	レギュラーサイン	ズ		
14-6-2	ターコイズ		458218	3391800	プチサイズ			
14-7-1	ブラック		458218	3392838	トールサイズ			
14-7-3	ブラック		458218	3393804	レギュラーサイン	ズ		
14-7-2	ブラック		458218	3392845	プチサイズ			
14-8-1	ブリリアントレッド		458218	3393811	トールサイズ			
14-8-2	ブリリアントレッド		458218	3393828	レギュラーサイン	ズ		
14-9-1	ブリリアントブル-	-	458218	3393842	トールサイズ			
14-9-2	ブリリアントブル-	-	458218	3393859	レギュラーサイン	ズ		
14-2-1	ピンク		458218	3391299	トールサイズ			
14-2-3	ピンク		458218	3394290	レギュラーサイン	ズ		
14-2-2	ピンク		458218	3391336	プチサイズ			
14-21-1	ブラックカフ・ブ	ラックベリー	458218	3394443	トールサイズ			
14-21-2	! ブラックカフ・ブ	ラックベリー	458218	3394450	レギュラーサイン	ズ		
14-22-1	ブリリアントター	・コイズ	458218	3394467	トールサイズ			
14-22-2	! ブリリアントター	・コイズ	458218	3394474	レギュラーサイン	ズ		
14-10-1	~6 替先ゴム(大	はトールとレ	ギュラー用、小	はプチサイズ用	<b>]</b> )		······¥70	O(税込¥770)
14-10-1	替先ゴム (大)	黒	458218	3391626				
14-10-2	替先ゴム (大)	ブラックベリ-	- 458218	3391633				
14-10-4	- 替先ゴム (小)	黒	458218	3391657				
14-10-5	替先ゴム (小)	ブラックベリ-	- 458218	3391664				
3-4 スト	ヘラップ (クラッチ用	ベルト)	458218	3392036			·····¥60	O(税込¥660)
9-9-2	アームカフカバー・	三角形	458218	3393033			···¥2,400	(税込¥2,640)
	海内自用	耐芬重	地面から	グリップから	妻#(#如公)	舌昙	生ゴルタ	カフカタ

	サイズ	適応身長	耐荷重	地面から グリップまで	グリップから アームカフまで	素材(杖部分)	重量	先ゴム径	カフ内径
	トール	160cm~ 190cm程度	1.400.00	76~96cm (9段階)	23cm		620g		前後8cm
ĺ	レギュラー	140cm~ 170cm程度	140kgまで	61~81cm (9段階)	23011	アルミニウム	580g	16mm	横8.8cm
	プチ	130cm~ 160cm程度	100kgまで	59~79cm (9段階)	17cm		460g		前後5.5cm 横7.5cm





ブリリアントターコイズ

# 14-11~20

エルゴグリフクラッチ・ クローズドカフ

<u>介護保険レンタル品目対象品・非課税</u> TAISコード:00261-000047

腕にやさしいドイツ・コウスキー社 エルゴグリフクラッチ・クローズドカフ。



ブラック 14-11-1 レギュラー 4582183392098 14-11-2 トール 4582183392104



ブリリアントブルー 14-13-1 レギュラー 4582183392135 14-13-2 トール 4582183392142

ブリリアントターコイン 14-20-1 レギュラー 4582183394429 14-20-2 トール 4582183394436

ラベンダー 14-15-1 レギュラー 4582183392173 14-15-2 トール 4582183392180



カフ内側に長さ調節ボタンが付いて、3箇所で調節できます。外からはボタンが見えないデザイン。もちろんカフは上下に動かすことができます。丈夫で美しい色とスタイル。ソフトですべりにくいグリップ。小柄な方から背の高い方までフィットするよう、レギュラーサイズとトールサイズの2サイズあります。

●クラッチは脚の状態にかかわらず、左右2本で使用すると片側だけに負担がかからず、 姿勢を保てるのでバランス良く歩けます。

腰も傷めにくくなるのでお勧めです。1本をお使いの方も是非一度お試しください。

サイズ	適応身長	地面からグリップまで	グリップからアームカフまで	重量
レギュラー	140cm~170cm程度	61~81cm(9段階)	21.8·23·24.2cm(3段階)	620g
トール	160cm~190cm程度	74~94cm(9段階)	21.8·23·24.2cm(3段階)	680g

ブラック、ラベンダーはマットな色。ブリリアントレッド、ブリリアントブルー、ブリリアントターコイズはメタリックカラー。 素材:アルミニウム(杖部分)。ドイツ製。耐荷重140kg。 先ゴム径:16mm





オープンカフの折りたたみクラッチ。本体のチューブがカーボン素材なので、全体で545gの軽さです。 落ち着いたブラックとあざやかなレッドの2色です。

反射板がグリップの前と、肘を支えるカフの後ろと2か所に付いているので、日が暮れても安心。 ストラップと丈夫な黒のナイロンバッグ付き。ドイツ製。

14-23-1 ブラック 4582183394528 14-23-2 レッド 4582183394535

適応身長	体重上限	地面からグリップまで	グリップからアームカフまで	重量
155cm~190cm 程度	140kg	74~97cm	23cm	545g







# アイウォーク・フリー(ハンズフリークラッチ iWALK3.0)

TAIS=-1:00261-000059

#### 両手が自由になる! ひざを支える杖

杖は、手が杖に取られてしまい、自由に使えなくなる、という難点があります。それを解消するのが、大腿と膝で支えるアイウォーク・フリー。 手を使わない、ハンズフリークラッチです。

この製品は最初に組み立てが必要ですが、 組み立て易くなり、使用感もアップしています。 家事も仕事もスポーツもあきらめたくない方に!!

#### アイウォーク・フリーはこういう方が使えます!

- ●ひざから下を怪我している。
  - …骨折、肉離れ、靭帯やアキレス腱の断裂、足首の捻挫、 ひざ下の怪我の後遺症などで歩行に不便を感じている。
- ●怪我をする前は問題なく歩けていた。
- ●怪我は片足のみ。反対の足で30秒片足立ちできる。
- ●装着するひざは90度曲げられる。
- ●身長は147cm~198cm程度。



\*長さ・左右の向きはもちろん調節可。

















#### 17-1~10

価格改定

## 折りたたみ松葉杖 ミレニアル・プロ

介護保険レンタル品目対象品・非課税

TAIS¬-1:00261-000049

チャコールグレーとホワイトのラインナップになりました。 プロスポーツでも使われているユニークな松葉杖です。

- 脇支えが長い筒状でソフト。脇の下はこぶしひとつ分くらいをあけて高 さ調整してください。
- グリップは自然な状態で握りやすいよう、やや下向きになっています。右と左、それぞれ手のひらに合う形状です。
- ●折りたたむと、半分の長さに。
- 突いたときの衝撃を和らげ、前に進みやすくするショックアブソーバー (衝撃緩衝ばね)入り。













17-1-1 チャコールグレー・レギュラー 4582183392371 17-1-2 チャコールグレー・トール 4582183392388 17-10-1 ホワイト・レギュラー 4582183394337 17-10-2 ホワイト・トール 4582183394344

耐荷重136kg

				1.4.2	
サイズ	適応身長	脇からからグリップまで	全長	折畳み時	重量
レギュラー	142cm~176cm 程度	26~37cm(4段階)	107~127cm (11段階)	60cm	1,090g
トール	178cm~216cm 程度	37~52cm(5段階)	126~157cm (13段階)	70cm	1,260g

適応身長はあくまでも目安です。体型により必ずしも適応しないことがあります。

ミレニアル・プロには更に衝撃を抑える柔軟で高品質な替先ゴム、トルネードチップ (9ページ参照) がお勧め!



Shock Absorber / Power Assist

# 杖・クラッチを彩る小物

# 27-1~2

#### エセニウムの先ゴム

100%天然ゴム。高品質で長持ち! 交換の回数がぐんと減り、安全でお得です!

高機能な先ゴムをつけると、杖がさらに使いやすくなります。

スペイン、エセニウムの2種類の先ゴムは柔軟性があり、接地面が広く、角減りしません。 特殊な形状の底で濡れた地面でもすべりにくく安心して歩けます。

通常の先ゴムと比べ、5倍から6倍程度長持ちする、ロングライフタイプ。

#### スペイン製

27-1 **タック55**·················1個 ¥2,700(税込¥2,970)

 27-1-1
 内径16mm
 4582183393668

 27-1-2
 内径19mm
 4582183393675

 重さ:65g前後
 高さ:6cm
 底の径:5.5cm

底の上に段が付いているので階段での登り降りも適度なしなりが効きます。 最軽量、一般的な先ゴムの5倍程度長持ち。最も軽量。

27-2 **クラウス**·······1個 ¥3,200(税込¥3.520)

 27-2-1
 内径16mm
 4582183393682

 27-2-2
 内径19mm
 4582183393699

 重さ:75g前後
 高さ:5.5cm
 底の径:7cm

コンパクトなのに最もタフな先ゴムで、通常の6倍程度長持ち。 じゃり道でも、雨の道でも気にせず使えます。







エルゴグリフクラッチと タック55 クラウス



タック55

 $\epsilon$ 



クラウス

### 19-1

#### 価格改定

#### トルネードチップ

安定性があり、大変長持ちする杖用先ゴムです。

38mmのスチールディスクを内蔵。その下を支える衝撃吸収ジェル、 周りの高品質ゴム、底の細く深い溝が底面をしつかり接地し、

同時に柔軟にしなります。

手や肩にかかる負担を軽減し、通常の先ゴムの3-4倍の耐久性があります。

重量:120g 高さ7.5cm 底の直径5cm

1種類で径18mm~23mm程度までの杖・クラッチ・松葉杖に対応しています。

19-1 トルネードチップ 4582183392548………1個 ¥4,300(税込¥4,730)

(注: 耐用年数は利用状況によりばらつきがあり、保証するものではありません。)

# 注目!!

折りたたみ松葉杖 ミレニアル・プロ にも最適です!





#### オープンカフのクラッチに付けると便利で快適!

# 3-4

#### ストラップ

オープンカフのクラッチに 付けると手が離せて便利。 外周12cmくらいまで。 面ファスナーで留めています。

①3-4 ストラップ(クラッチ用ベルト) 4582183392036·······



·············¥600(稅込¥660)

# 9-9-1

#### アームカフカバー長方形

オープンカフ用。 6cm × 20cm

③9-9-1 アームカフカバー:長方形 4582183393026……・・・¥2,400(税込¥2.640)

# 9-9-2

#### アームカフカバー三角形

オープンカフ用。エルゴグリフクラッチ・オープンカフに合います。 プチサイズには不可。 11cm × 22.5cm

④9-9-2アームカフカバー:三角形4582183393033················¥2,400(税込¥2,640)







# ノフトゲリップ


9-7

# ソフトグリップカバー

まっすぐなグリップ用。 面ファスナー留め。 伸縮性があり、 サイズを選びません。 9.5cm × 10.5cm



②9-7 ソフトグリップカバー4582183391213 ··················¥1,200(税込¥1,320)



\*製品名の横あるいは下に表示されている13桁の数字はJANコードです。

# 日々のサポートとリハビリの製品



# 2-30

# 靴下エイド TAISコード:00261-000012

靴下をスムーズに履くお手伝いをします。 内側は滑りやすいナイロン地が張ってあり、 足の出し入れがしやすく、外側は靴下が滑り落ちないよう、 タオル状の布がカバーしています。 ひもの先端は持ちやすいように輪になっています。 手洗い可。

重さ:70g 長さ:23cm 素材:ブラスチック(芯) ひもの長さ:約70cm 2-30 靴下エイド 4582183390360………

······¥3,200(稅込¥3,520)





# 3-41-1

# 3-41-2

#### エコノミーリーチャー

エコノミーロングリーチャー

最も軽いリーチャーです。バネで動く引き金式。

つかみ口が上下で幅が1.2cm。

細いすき間に落ちた物をつかみやすいです。

先端にマグネットが付いており、小さい金属物を拾うこともできます。 シンプルで気軽に使えます。

素材:アルミニウム・プラスチック





ッチンで… 洗面所で…

\*製品名の横あるいは下に表示されている13桁の数字はJANコードです。

#### 流画所で…

# 2-33

# 着衣エイド(万能タイプ)

服を着るときだけでなく、カーテンをひいたり、 ものを引っ掛けて取ったりと、さまざまな使い方ができます。

重さ:130g

素材:木・スチール (ビニールコーティング)

2-33-1 レギュラータイプ(長さ68cm) 4582183390377···············¥2,300(税込¥2,530)





エコノミーロングリーチャーはお手頃な価格で軽く長いリーチャー。立ったままで床のものがつかめる長さです。

素材:アルミニウム・プラスチック



# ケア・スライドシート

介護保険レンタル品目対象品 TAISコード:00261-000040

表側(タグのついている側)がすべりやすくなっています。 車の乗り降り、ベッド上での位置の移動などに使用できます。 8本の持ち手が交差し、がっちり縫い上げていますので

担架代わりの使い方も十分できます。 お年寄りや、体の不自由な方だけでなく、

お子様や妊婦の方のためにも常備すると場所をとらず便利です。 カラフルな2色から選べます。

サイズ:74cm×88cm 重さ:435g 日本製 



# 16-2 価格改定

# ベルト付つり包帯

S.M.L.XLの4サイズあります。黒。素材:綿、ナイロン。 左右共用タイプ。

腕が固定できるよう、ウエスト周りをベルトで留め、 親指を内側の布テープの輪に通すと安定します。 ウエストベルトは外すこともできます。

肩ベルトもウエストベルトも面ファスナーで調節します。

36cm×21cm つりベルト幅:5cm 長さ:使用最長で約76cm ウエストベルト幅:5cm 長さ:バックル、ポーチを含め胴回り最長109cm

40cm×21cm つりベルト幅:5cm 長さ:使用最長で約89cm ウエストベルト幅:5cm 長さ:バックル、ポーチを含め胴回り最長124cm

44cm×24cm つりベルト幅:5cm 長さ:使用最長で約99cm

ウエストベルト幅:5cm 長さ:バックル、ポーチを含め胴回り最長135cm

49cm×25cm つりベルト幅:5cm 長さ:使用最長で約105cm ウエストベルト幅:5cm 長さ:バックル、ポーチを含め胴回り最長145cm







横から見ると…

# 15-2

## 価格改定

#### セラパテ

指、手のひら、手首を鍛えるのにちょうど良い量の、 トレーニング用シリコンパテです。 普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても 固くなったり乾燥したりしません。

リハビリに、握力アップのために、手、指のストレッチに。 6段階の固さから選ぶことが出来ます。85gのたっぷりサイズ。





容量:85g 素材:シリコン 15-2-2 黄色(ソフト) 15-2-3 赤(ミディアムソフト) 15-2-4 緑(ミディアム) 15-2-5 青(ファーム) 15-2-6 黒(スーパーファーム)

15-2-1 ベージュ(スーパーソフト) 4582183391473·················¥2,400(税込¥2,640) 4582183391480·················¥2,400(稅込¥2,640) 4582183391497·······¥2,400(稅込¥2,640) 4582183391503·······¥2,400(稅込¥2.640) 4582183391510················¥2,400(稅込¥2,640) 4582183391527·················¥2.400(稅込¥2.640)



\*製品名の横あるいは下に表示されている13桁の数字はJANコードです。

# 消臭ランドリーバッグ

# 消臭·抗菌生地製品

# 抗菌・防臭・消臭のトリプル効果!国内で作ったオリジナル製品です。

糸1本1本にセラミック系抗菌剤を練りこんであり、生地にした 後さらに消臭加工を施していますので、抜群の効果があります。


汗、尿のにおいの発生を抑えるだけでなく、ついたにおいを消臭 することができます。

スポーツ・旅行・出張・・・・汗で汚れたシャツを入れてみてください。 いやなニオイを分解し、におわなくなります。何日も洗濯できな い時、特に力を発揮します。

# SEK

※SEKマークは、繊維製品新機能評価協議会が 制菌加工、抗菌防臭加工の製品の品質と安全 性を保証する信頼のマークです。

素材:抗菌消臭加工ナイロン 日本製



# お手入れ

通常は日陰干しして、乾燥させることにより消臭機能が回復しますので、干しただけで繰り返しご使用できます。毎回洗う必要はありません。

ひどく汚れたら手洗いもできます。退色しがちになるので直射日光 は避けて下さい。

# 

# 用途によって選べる4サイズ

●Sサイズ (28cm×26cm)···········¥1,900(税込¥2,090)

スポーツクラブでの使用や下着専用に。外ポケット付き。 フラットシューズ、室内履きなども女性用ならSで入ります。

9-2-6 グリーン 9-2-7 チョコレート 9-2-8 オレンジ 9-2-10 ブラック 9-2-16 ライトブルー 9-2-17 マゼンタビンク

●Mサイズ (43cm×356cm)·······¥2,300(税込¥2,530)

小旅行・スポーツ・子どもの着替え入れなど、見た目よりたくさん入ります。 男性のスポーツシューズも。

9-2-1 グリーン 9-2-2 チョコレート 9-2-3 オレンジ 9-2-9 ブラック 9-2-14 ライトブルー 9-2-15 マゼンタビンク

●MLサイズ (51cm×38cm)············¥2,700 (税込¥2,970)

Lサイズでは大きすぎてMでは足りない時に便利な大きさ。

9-2-11 チョコレート 9-2-12 チョコレート

9-2-13 グリーン 9-2-20 ライトブルー

●Lサイズ (63cm×55cm)·············¥3,600 (税込¥3,960)

海外旅行·入院時の備品などに。


9-2-4 グリーン 9-2-5 チョコレート



Sは外ポケット付き。



Lサイズは横紐付き。肩にかけられます。



\*JANコードは2ページに記載。



ML



MとS

# 空気を守る電動噴霧器

# Fogmaster®フォグマスタ シリーズ

いつ、どんな菌やウィルスがやってくるかわからない…感染症対策が身近なも のとなっています。その1つが除菌用薬液を使った室内除菌。アメリカ、フォグ マスタ社の電動噴霧器はポータブルタイプなのに簡単な操作で10メートル前 後細かい霧を飛ばすことができ(マイクロジェット・トライジェット)、室内をしっ かり守る除菌ができます。アメリカ製。

注:人がいるところで常時霧を出す噴霧器ではありません。 工場・オフィス・学校・施設などで仕事などの開始前あるいは終了後に使います。

#### マイクロ・ジェット®7401(ULV型) トライ・ジェット®6208(標準型)



Ultra Low Volume(高濃度微量散布) 方式なので、より細かい粒子で薬剤を無駄 なく噴霧できます。吸い上げフィルターな どのパーツはすべてステンレス製。錆に大 変強くなっています。黒い調整ノブで自由 に細かく噴霧の調整が可能。その位置を ロックしておくと、いつも同じ噴霧量を保 つことができます。特に衛生管理の除菌 剤・消臭剤噴霧に強い力を発揮。

体:アルミニウム サイズ:本体長さ 31cm タンク直径 22cm さ 39cm : 高

タンク量:3.8L 量:4.2kg

圧:100V、50/60Hz、7Amp 飛 距 離:約10m(可視範囲)

#### 噴霧量と粒子の大きさ

映務里し他」	<b>映務里C似」の八さと</b>					
噴霧調整 バルブ	噴霧量(mL/分) (標準値)	粒子の大きさ (標準値)ミクロン				
イエロー ブルー ホワイト ブラック ブラウ 文開	35 70 105 140 175 210 245 300	最小粒子7~ 最大粒子30				

FM7401 マイクロ・ジェット7401 価格改定

4582183391091·················¥150,000(稅込¥165,000)

\*製品名の横あるいは下に表示されている13桁の数字はJANコードです。



赤い調整ノブを使い、LOW·MED·HIGH の3箇所で流量を決めます。

防塵から加湿、除菌、殺虫まで、さまざまな 用途に使えるスタンダードタイプ。

本 体:アルミニウム サイズ:本体長さ 31cm タンク直径 22cm : 高 さ 39cm

タンク量:3.8L 重 量:4.2kg

圧: 100V、50/60Hz、7Amp 飛距離:約7.5m(可視範囲)

#### 噴霧量と粒子の大きさ

噴霧調整	噴霧量(mL/分)	粒子の大きさ
バルブ	(標準値)	(標準値)ミクロン
小(LOW)	40	15
中(MED)	160	≀
多(HIGH)	300	30

FM6208 トライ・ジェット6208 4582183391084·······¥125,000(稅込¥137,000)



下に置き、上に向けて噴くと効果的 (後ろに付けているのは不織布のちり除けフィルタ)



ターンテーブルに載せると1度に倍の広さを噴霧



マイクロジェット・トライジェット用ターンテーブル

#### ターンテーブルTT-701-2

トライ・ジェット6208、マイクロ・ジェット 7401・専用。360°ゆっくり回転するので、 室内の中心で使うと、薬液を倍の距離に散 布することができ、経済性、効率性がアッ プ。120分タイマー付 日本製。 オリジナル製品。

サイズ:直 径 26.5cm 高 さ 15.5cm

量:3.85kg 1回転:約30秒 TT-701-2 ターンテーブル

# ベクトラ・ジェット7505® (メッシュフィルター付き)

除菌・感染防止のアップグレードタイプ。

後方に噴霧器内部を守るステンレスメッシュフィル ターが付いており、5ミクロン以上の薬液の粒子が噴 霧器内部に入るのを防ぎ、モーターを守ります。メッ シュフィルターは外して洗浄することができます。ス テンレスタンクが標準装備。アメリカ製。

材:本体 アルミニウム(ヘアライン仕上) タンク ステンレス(ヘアライン仕上)

イ ズ:本体長さ37cm タンク直径 22cm

高 さ 40cm 量:3.9kg

電 圧: 100V、50/60Hz、7Amp 飛 距 離:約10m(可視範囲)

#### 噴霧量と粒子の大きさ

重

流量調節	噴霧量(mL/分)	粒子の大きさ
バルブ	(標準値)	(標準値)ミクロン
グリーン イエロー ブルート レッドック グラッー 文 学 文 学 学 学 学 学 学 学 学 学 学 学 学 学 学 ラ イ ラ イ ラ イ	0 35 70 105 140 175 210 245 300	最小粒子7~ 最大粒子30

FM7505 ベクトラ・ジェット7505 価格改定

4582183394320············¥185,000(稅込¥203,500)















女性が持っても軽々な1.58kg(薬液除く)

#### 倍の薬液を入れられます。

FMPJR101 フォグマスタ・ジュニア用 2リットルタンク 4582183393736·············¥5,000(稅込¥5,500)

#### \*製品名の横あるいは下に表示されている13桁の数字はJANコードです。

# フォグマスタ・ジュニア

#### 部屋、車の除菌・消臭に!

コンパクトなフォグマスタ・ジュニアは、軽く持ち 運びに便利な電動噴霧器です。施設、病院だけ でなく、病気の感染やにおいが気になる店、集会 所から家庭まで、除菌剤、消臭剤などを簡単な操 作で細かい噴霧ができます。薬液が大変細かい 霧になり、室内に広がります。タンクは別売の20 タンクもあります。アメリカ製。

材:プラスチック

イ ズ:本体長さ28cm、奥行き11cm

高 さ 26cm

タンク容量:0.95L 量:1.58kg

圧:100V、50/60Hz、3Amp

飛 距 離:約4m(可視範囲)

#### 噴霧量と粒子の大きさ

流量調節 バルブ	噴霧量(mL/分) (標準値)	粒子の大きさ (標準値)ミクロン
小 ?	0	15 ≀
多	120	40

FMJR フォグマスタ・ジュニア 価格改定

FMJR-2L フォグマスタ・ジュニア 2リットルタンク仕様



# プロト・ワン有限会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-13-10 巴屋ビル2F TEL.03-3816-3399 FAX.03-3816-3933 E-mail:info@proto-one.co.jp

# URL:http://www.proto-one.co.jp

※商品の仕様、色、形状、価格は令和7年10月現在のものです。製品の改良などのため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※商品のお取り替え、ご返品は、商品到着後1週間以内にご連絡いただくようお願い致します。不良品につきましては送料当社負担にてお取り替え致します。

お客様のご都合による場合は送料をご負担ください。また、一度ご利用になった商品の返品は受けかねますのでご了承ください。

※写真はカラー印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

取扱店

